



# **Produits Safe-er-Grip**

## Poignées d'équilibre Safe-er-Grip

L'entrée et la sortie de la baignoire n'auront jamais été aussi faciles ou sécuritaires! Ces poignées se fixent solidement au bain et procurent un appui lors des déplacements sur les surfaces mouillées et glissantes.

Note: Ces poignées ne sont pas conçues pour supporter tout le poids du corps.

PP6648-12 Barre 12" PP6648-17 Barre 17" PP6648-24 Barre 24"



### Poignée d'équilibre multi positions Safe-er-Grip

La poignée multi positions permet d'entrer et de sortir de la baignoire en toute sécurité. Il suffit d'appuyer sur les leviers pour la fixer solidement. Peut être installée à différentes positions, selon les besoins. Facile à installer et à enlever.

PP6648-03



Poignée d'équilibre à ventouse Safe-er-Grip Ayez la sécurité à portée de la main avec cette poignée d'équilibre portative pour douche et baignoire. Placez à l'endroit désiré puis rapprochez les poignées pour fixer solidement. Facile à installer et à enlever.

PP6648-01

### **NOTE IMPORTANTE:**

Les poignées d'équilibre et les barres Safe-er-Grip servent uniquement d'aide pour garder l'équilibre; elles ne sont pas conçues pour soutenir tout le poids du corps. Pour cette application, il est recommandé d'installer une barre qui se visse dans le mur.

Pour adhérer, les ventouses doivent être fixées sur une surface plate, lisse (non poreuse) et sèche.



PP6648\_49f.pub 2008.10 Rev. 2021.09





# **Produits Safe-er-Grip**

Support douchette amovible
Permet de placer la pomme de douche à la hauteur requise. Il suffit d'appuyer sur le loquet pour fixer solidement. La ventouse permet de fixer le support, de l'enlever ou de le déplacer facilement.

PP6649



Support de séchage
Grâce aux 3 barres pivotantes, ce support permet de sécher
plus d'un article et peut être placé à l'endroit désiré. La
ventouse permet de fixer le support, de l'enlever ou de le déplacer facilement.

PP6649-01

## **NOTE IMPORTANTE:**

Site Internet: www.erp.ca

Courriel: info@erp.ca

Pour adhérer, les ventouses doivent être fixées sur une surface plate, lisse (non poreuse) et sèche.

